
DATE: \_

CERECARE Actipôle 2 - Avenue de la Solette

| CERECA   | 59554 Sailly-lez-Cambrai  \$\cdot\ +33(0)3 27 83 69 57  \$\displaystyle= +33(0)3 27 83 70 42  \$\text{\te\tinte\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{ |  |
|----------|--|--|
| <u> </u> |  |  |

| INFORMA  | TIONS PATIEN                 | NT                             |             | ADRESSE DE LIVRAISON  |
|--|------------------------------|--------------------------------|-------------|---|
| Prénom  Date de naissance _  O HOMME O  RENOUVELLEMENT | //                           | Taille du<br>ANT < 18 ans<br>N | u patient   |   |
|  | ptionner pour le : du modèle | /_                             | _/)         | La commande est expédiée par Chronopost (pour les professionnels) par Colissimo (pour les particuliers) sans frais supplémentaires.                     |
|  |                              |                                |             | <ul> <li>BRETELLES Qoui Qnon</li> <li>ENTREJAMBE Qouvert Qfermé</li> <li>FERMETURE BRAGUETTE Qoui Qnon</li> <li>Longueur:</li> </ul>                    |
| SHORT  | SHORT<br>2 jambes<br>courtes | SHORT<br>2 jambes<br>longues   | Genouillère | <ul> <li>FERMETURE JAMBE (option)</li> <li>→ Jambe droite ○ Interne ○ Externe</li> <li>Longueur:</li> <li>→ Jambe gauche ○ Interne ○ Externe</li> </ul> |







## **NOM ET PRÉNOM:**


## Prise de mesures

## **GUIDE** DE PRISE DE MESURES

- ✓ Veuillez tracer sur le dessin les contours du vêtement désiré.
  ✓ Les hauteurs sont à prendre de façon perpendiculaire (façon fil à plomb) et les circonférences au mètre-ruban placé à plat.
  ✓ Indiquez l'emplacement des bretelles s'il y a lieu.
  ✓ Si le vêtement doit se prolonger jusqu'aux pieds, veuillez compléter une fiche de mesures du pied.

| <b>CIRCONFÉRENCES</b> (en cm)                                      | Droite | Gauche |
|--|--------|--------|
| A Pli sous mammaire  B Début du vêtement souhaité                  |        |        |
| C Taille (au creux de la taille)                                   |        |        |
| <b>D</b> Entre la taille et le bassin                              |        |        |
| E Bassin au plus large<br>(à hauteur du trochanter)                |        |        |
| <b>F</b> Cuisse (au périmètre maximum)                             |        |        |
| <b>G</b> Mi-cuisse   |        |        |
| <b>H</b> Jambe (à 7 cm <b>au dessus</b> du genou • enfant, à 5 cm) |        |        |
| Genou au plus fort   |        |        |
| J Jambe (à 5 cm <b>en dessous</b> du genou • enfant, à 4 cm)       |        |        |
| <b>K</b> Mollet au plus fort                                       |        |        |
| L Entre mollet et cheville   |        |        |
| <b>M</b> Cheville (à l'endroit le plus fin)                        |        |        |
| <b>N</b> Fin du vêtement <b>souhaité</b> (jambe)                   |        |        |

| HAUTEURS (en cm) |  | Droite | Gauche |
|------------------|--|--------|--------|
| 1                | Du bassin au pli sous mammaire<br>(E/A)                                  |        |        |
| 2                | Du bassin à la taille (E/C)  |        |        |
| 3                | Du bassin à l'extrémité du vêtement <b>souhaité</b> , buste <b>(E/B)</b> |        |        |
| 4                | Du bassin à la cheville (E/M)  |        |        |
| 5                | Du bassin au genou (E/I)   |        |        |
| 6                | Du bassin à l'extrémité du vêtement <b>souhaité</b> , jambe <b>(E/N)</b> |        |        |
| Si &             | genouillère, longueur souhaitée  |        |        |



| Commentaires: |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |